

# **EMOGAS ANALISI**

## **MISURAZIONE DI GAS EMATICI CON ANALIZZATORE VETSTAT IDEXX.**

**Con la cassetta per la terapia respiratoria  
è possibile misurare pH, pCO<sub>2</sub>, Sodio, Potassio,  
Cloro, ione bicarbonato, gap anionico, tCO<sub>2</sub>.**

**Il prelievo deve essere effettuato esclusivamente in  
provette con litio eparina e l'analisi effettuata entro  
30 minuti dal prelievo.**

---

**Dosaggio del progesterone eseguito in giornata**

**N.B.: tutti i dosaggi ormonali possono essere eseguiti  
esclusivamente su campioni di siero senza  
anticoagulante (provetta mattone).**